




AJLA MEDICAL
GROUP

BODY HEALTH
Chile

BHS 201
Enygma





AJLA MEDICAL
GROUP



BHS 201 ENYGMA, es una tecnología innovadora desarrollada por Body Heath Group, con la cual es posible realizar tratamientos de rejuvenecimiento íntimo, disfunciones sexuales, hiperlaxitud vulvovaginal, entre otras. Es un equipo fácil de manipular, rápido e intuitivo.


TRATAMIENTOS REALIZABLES:

Enygma 

Rejuvenecimiento íntimo femenino no invasivo, hiperlaxitud vulvovaginal, incontinencia urinaria, disfunciones sexuales, vaginitis atróficas, prolapsos leves, entre otras.

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES:

BHS 156 Enygma
BHS 202 Enygma



Enygma

Enygma X-Orbital es lo último en tecnología de Radiofrecuencia, segura, rápida y no ablativa para el rejuvenecimiento íntimo en 360°, un gran avance en el tratamiento de la hiperlaxitud vaginal.

Cuenta con aplicadores dedicados a acciones específicas en el tratamiento, además, de una estación de desinfección y esterilización.



Beneficios e Indicaciones

SIN CONSUMIBLES, ECONÓMICO, RENTABLE

No invasivo, indoloro, sin requerimientos de anestesia, ambulatorio y apto para pacientes con DIU.

- RESTAURA LA ELASTICIDAD VAGINAL
- MEJORA LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO
- MEJORA LA VAGINITIS ATRÓFICA
- REDUCCIÓN DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL

APLICADOR INTERNO
Tratamiento canal vaginal

El aplicador interno posee 4 aros con acción 360° que pueden ser ajustados para funcionar simultáneamente o de forma aislada.



APLICADOR EXTERNO
Tratamiento vulvar



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
Garantiza la máxima higienización de las puntas



ANTES


DESPUÉS



ANTES

DESPUÉS





FABRICANTE BODY HEALTH GROUP

NOMBRE DEL PRODUCTO BHS 156 ENYGMA

CLASE CLASE 1

ANCHO 352 mm

LONGITUD 360 mm

ALTURA 1080 mm

PESO 16,9 Kg

CERTIFICADO CE, FCC, ISO 9001, ISO 13485

FUSIBLES 2x F10A1250V (FUUSE SLOW 10A 250VAC 5X20MM)

POTENCIA 420 WATTS

ELECTRONICA MICROPROCESOR CONTROLLED

TEMPERATURA 10°C A 45°C

HUMEDAD 90% MAX

GABINETE METÁLICO

ACCESORIOS ACERO QUIRÚRGICO Y TEFLÓN

EMISOR X-Orbital

FUSIBLES: 6 AMP / 250 V

POTENCIA: 420 WATTS

CONTROLADO POR: MICROPROCESADOR

TEMPERATURA: 10° A 45° C

HUMEDAD 80% MAX

TIMER: 0 A 99 MINUTOS

GABINETE: METÁLICO

ACCESORIOS: ACERO QUIRÚRGICO Y TEFLÓN

EMISOR: X-ORBITAL



www.alla-medical.cl

Ricardo Matte Pérez, 484

Región Metropolitana, Santiago

*Imágenes referenciales / Ficha técnica modificable sin previo aviso