

CATÁLOGO

2023

AIIA Medical Group

Índice de contenidos

Equipos Body Health

- Crystal 3D Plus 4
- Iconyc Crio+HimFU 5
- Inocyc Dermo+HimFU 6
- Enygma X-Orbital 7
- Unyque 8
- Supreme 9

Equipos Luna Box

- HIFU 4D 33
- LipoHIFU 4D 34
- Láser Trío Ice 35
- RF Cav 36
- RF-Hífem 37

Equipos Ibramed

- Ares High Volt 11
- Thork FDA 12
- Neàrtek 13
- Neurodyn Aussie Sport FDA 14
- Polarys 15
- Laserpulse 16
- Ozion 17
- Plasmed 18
- HF Ibramed 19
- Heccus 20
- Striat 21
- Neurodyn Evolution 22
- Sonopulse II 23
- Sonopulse III 24
- Sonopeel 25
- Sonofocus 26
- Lyra 27
- Dermotonus Slim 28
- Vega 29
- Dermosteam FDA 30
- Hooke 31

Equipos Wingderm

- Renuva 39
- WeShape 40
- Lasermach 41

Body Health



Depilación láser

Crystal 3D Plus

Descripción General

LASER CRYSTAL 3D PLUS es la alternativa más eficaz en depilación láser para clínicas de vanguardia. Mezcla los beneficios de las 3 longitudes de onda mundialmente conocidas en estética, logrando resultados antes impensables. LASER CRYSTAL 3D PLUS ofrece tratamientos de alta gama con resultados en cualquiera de las longitudes de onda. Seguro, Eficaz y Placentero.

Detalles

- Pantalla Touchscreen
- Software de aplicación
- Sistema track screen
- Triple longitud de onda (Alexandrita, Diodo, Nd Yag)
- Crystal Motion
- Crystal Point
- Professional Mode
- SSR Mode

Características

- Alto 110cm
- Ancho: 38cm
- Largo: 43cm
- Tensión: 120 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS



CrioFrecuencia+HimFU

Iconyc Crio+HimFU

Descripción General

Equipo que combina CrioFrecuencia (Monopolar y Multipolar), RF bi y tripolar, además de un sistema de alta potencia lipolítica llamado HimFU.

Diseñado para tratamientos rápidos, indolores y totalmente seguros, con resultados en rejuvenecimiento facial y corporal, remodelación dérmica, flacidez, celulitis y grasa localizada.

De forma opcional, incorpora el Kit Enygma X-Orbital (Rejuvenecimiento íntimo estético y funcional no quirúrgico).

Detalles

- Única CrioFrecuencia a 1.050 W.
- 3 Frecuencias Simultaneas o Programables 0.5/0.8/1 Mhz.
- Multipolar, Monopolar o Mixta.
- Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
- Sistema de emisión de US multifocal a 2,5 cm con sistema de biomodulación
- Sistema track screen

Características

- Alto: 102cm
- Ancho: 39cm
- Largo: 37cm
- Tensión: 120 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS



Dermoabrasión+HimFU

Iconyc Dermo+HimFU

Descripción General

Es un equipo que ofrece la posibilidad de combinar dos tratamientos diferentes que se complementan entre sí, Dermohealth y HimFU, generando excelentes resultados en términos de modelado corporal. También incorpora Microdermoabrasión con Diamond sticks para su uso facial y corporal. Indicación: Drenaje linfático, celulitis, adiposidad localizada y modelado corporal.

Detalles

- Vacío máx 200 mBar y flujo de energía 45 lts/min
- Ajuste de tiempo de 0 a 99 min
- Longitud de onda: 624 nm
- Oscilación de frecuencia 2,9 MHz
- Sistema de emisión de US multifocal a 2,5 cm con sistema de biomodulación

Características

- Alto: 102cm
- Ancho: 39cm
- Largo: 37cm
- Tensión: 120 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS



Rejuvenecimiento íntimo femenino

Enygma X-Orbital

Descripción General

Enygma es una tecnología innovadora de Radiofrecuencia orbital en 360° no ablativa, indolora, desarrollada por Body Health Group, con la cual es posible realizar tratamientos de rejuvenecimiento íntimo, disfunciones sexuales, hiperlaxitud vulvovaginal, incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapsos leves, entre otras. Es un equipo fácil de manipular, rápido e intuitivo.

Detalles

- Nueva pantalla touchscreen
- Nuevo software de aplicación
- Plataforma de gestión web
- Sensor de temperatura
- Aplicador externo e interno
- Estación de desinfección
- Emisión en 360°
- Sin consumibles

Características

- Alto: 116cm
- Ancho: 40cm
- Largo: 38cm
- Tensión: 100-240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1200 VA

SABER MÁS



Criofrecuencia+HimFU y Remodelación corporal

Unyque

Descripción General

Combina Criofrecuencia, HimFU y lo último, ReFreeze, lo mejor en drenaje linfático y celulitis. Resultados instantáneos en rejuvenecimiento facial y corporal, remodelación dérmica, flacidez, celulitis, grasa localizada y modelamiento corporal. De forma OPCIONAL puede incorporar Kit Enygma X-Orbital (Rejuvenecimiento íntimo estético y funcional no quirúrgico).

Detalles

- Única Criofrecuencia a 1.050 W
- 3 Frecuencias Simultaneas o Programables
- 0.5/0.8/1 Mhz.
- Criogenia a -5/-10/Hasta -25°C.
- ReFreeze Vacío máx. 200 mBar y flujo 45 lts/min
- Sistema de emisión de US multifocal a 2,5 cm con sistema de biomodulación

Características

- Alto: 116cm
- Ancho: 40cm
- Largo: 38cm
- Tensión: 120 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS



Pulso electromagnético Supreme

Descripción General

Nuevo equipo de pulso electromagnético que estimula de forma selectiva cada sistema muscular, reactivando y reclutando sus fibras, con consecuencias como el aumento de la tonicidad y la formación de nuevas fibras musculares. Promueve la reducción de adiposidad. Es totalmente no invasivo y sin efectos secundarios. Indicado para: Tonificación muscular, adiposidad localizada, incontinencia urinaria y rehabilitación posparto.

Detalles

- Para todo tipo de piel
- Trabaja tanto en el músculo como en adiposidades
- Se puede utilizar durante todo el año
- Energía 1-10 T
- Equipo incluye 4 aplicadores, de forma opcional piso pélvico.

Características

- Alto: 116cm
- Ancho: 40cm
- Largo: 38cm
- Tensión: 120 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS





Ibramed

Carboxiterapia+High Volt

Ares High Volt

Descripción General

Ares High Volt es un equipo micro-computarizado de carboxiterapia térmica (gas CO2 subcutáneo a temperatura corporal) y corriente High volt, con opción de terapia simultánea (Carboxiterapia + corriente High Volt) o terapia aislada (Carboxiterapia o corriente High Volt) utilizado en la medicina estética y fisioterapia dermatofuncional.

Detalles

- Carboxiterapia térmica.
- Permite trabajar con flujo modo FREE hasta 300 ml/min.
- Permite modificar la velocidad del flujo antes y durante el tratamiento.
- Sistema de bioseguridad con drenaje para equipo y sonda.
- Manejo con manos libres a través de pedal.
- Rack Exclusivo

Características

- Alto: 11,4cm (Sin rack)
- Ancho: 29,4cm
- Largo: 27cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 40 VA

SABER MÁS



Ondas de choque

Thork FDA

Descripción General

Equipamiento profesional de ondas de Choque con la energía más alta del mercado de hasta 200mJ, diseñado para tratamientos de Rehabilitación y medicina Estética facial y corporal.

El mejor tratamiento para los 4 tipos de celulitis, modelación corporal, grasa localizada, flacidez, post Criolipólisis, fibrosis, patologías traumato-ortopédicas, reducción de inflamación y dolor.

Detalles

- 30 protocolos pre programados
- 3 balas, alcanzando los 9 millones de disparos.
- 8 Punteras de distintas medidas (4 poliacetal y 4 acero inoxidable) para distintos tratamientos.
- Rack con Ruedas (opcional)

Características

- Alto: 11,4cm (Sin rack)
- Ancho: 29,4cm
- Largo: 27cm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS



Tecarterapia

Neartek

Descripción General

Tecarterapia (radiofrecuencia de alta potencia) para Estética facial/Corporal/Íntima y rehabilitación, para tratamientos de modelado corporal, celulitis, flacidez, rejuvenecimiento íntimo, post operatorios, etc. Transferencia de Energía Capacitiva y Resistiva de Alta Frecuencia, con frecuencias seleccionables de manera fija, alterna o por barrido. Aplicaciones modos continuos o pulsados para tratamientos ATÉRMICOS, TÉRMICOS o HIPER-TÉRMICOS.


Características

- Alto: 11,4cm
- Ancho: 29,4cm
- Largo: 27cm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS

Detalles

- 43 Protocolos comprobados científicamente.
- Frecuencia de 500kHz a 1000kHz
- Configuración capacitivo y resistiva.
- 12 Aplicadores: Monopolar, Bipolar, Tetrapolar y Decapolar, en formatos capacitivo y resistivo, para variados tipos de tratamientos y diferentes áreas corporales.



Corrientes australianas

Neurodyn Aussie Sport

Descripción General

Electroestimulador con Corriente Aussie (Australiana), presenta una ráfaga de corta duración, que permite que la estimulación proporcionada sea más eficiente y cómoda en comparación con otras corrientes eléctricas terapéuticas. Permite múltiples tratamientos (no invasivos y sin efectos colaterales indeseados), tales como fortalecimiento, hipertrofia y tonificación muscular, rehabilitación y alivio de dolor, aumento circulación sanguínea, etc.

Características

- Alto: 11,5cm
- Ancho: 27,5cm
- Largo: 26,5cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 40 VA

SABER MÁS

Detalles

- 10 protocolos programados y 20 particulares
- 4 canales de salida
- Display LCD Blue Light y teclas Soft Touch
- Bolso de transporte



Criolipólisis de contrastes

Polarys

Descripción General

Tecnología avanzada para modelado del contorno corporal no invasivo a través del innovador sistema CRIOLIPÓLISIS, el cual utiliza el frío extremo (-11°C) y el calor (+41°C) para obtener mejores resultados eliminando la grasa tratada de forma más segura y eficaz. 42% Reducción Panículo Adiposo*. Posee 4 modalidades de tratamiento Criolipólisis convencional, Contraste, Reperusión y Preparación.

Detalles

- 4 tamaños de aplicadores (Mini, P, M y L)
- Alternativa de aplicadores planos (Modelo Polarys Gold)
- Opcional aplicador 360°.
- 4 modos de succión
- Dos motores independientes para uso de dos aplicadores en simultáneo.
- Sistema de limpieza automática.

Características

- Alto: 121cm
- Ancho: 43cm
- Largo: 45cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 450 VA

SABER MÁS



Láser microcontrolado

Laserpulse

Descripción General

Equipo microcontrolado de láser terapéutico de baja potencia, desarrollado para más de 30 usos en estética, rehabilitación y laserpuntura. Nuevo protocolo exclusivo para ILIB.


Características

- Alto: 12,5cm
- Ancho: 36cm
- Largo: 31,5cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 50 VA

SABER MÁS

Detalles

- Batería interna para uno portátil
- 7 nuevas puntas exclusivas para diferentes indicaciones, ampliando la gama de tratamientos
- Protocolos respaldados científicamente
- Puntas se venden por separado



Terapia de ozono

Ozion

Descripción General

Equipamiento microcontrolado de terapia de ozono. Posee ajuste de flujo automático de acuerdo a concentración deseada, sistema de autocalibración de seguridad y sistema de drenaje para eliminación segura del ozono. Reconocimiento automático de presión interna, evitando rotura o fugas. Opción de activación de la emisión por pedal, permitiendo trabajar con ambas manos.

Detalles

- 8 protocolos preprogramados
- 6 modos de aplicación exclusivos.
- Incluye botella de ozonización de agua (1L)
- Diseño ergonómico con asa de transporte

Características

- Alto: 27cm (Sin rack)
- Ancho: 30cm
- Largo: 30cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 250 VA

SABER MÁS



Energía plasmática

Plasmed

Descripción General

Único dispositivo con descarga de Plasma basada en la transmisión de energía dieléctrica en el tejido, entregando mayores beneficios como: disminución de edema, menos riesgo de hiperchromías, emisión más estable, menores molestias para el paciente. Etc

Plasmed permite tratar: flacidez palpebral, facial y corporal, hiperpigmentación, arrugas y líneas de expresión, remoción de verrugas y acrocordones, estrías y cicatrices, telangiectasias, permeabilización de activos en la piel, etc.

Características

- Alto: 34mm
- Ancho: 219mm
- Largo: 39mm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS

Detalles

- 9 punteras para complementar tratamientos faciales y corporales
- Espaciadores de punteras, para mayor precisión en la aplicación.
- 4 técnicas de: Dinámica por contacto, Fulguración puntual, Fulguración por barrido, Peeling de plasma.
- Emisión de rayo continua o pulsada.
- Batería interna para uso inalámbrico
- No utiliza consumibles de punteras
- Maletín transportador



Alta frecuencia HF FDA

Descripción General

Equipo profesional portátil de alta frecuencia, con acción bactericida y ozonizante de la piel.

La corriente producida ejecuta sobre la piel aumento de flujo sanguíneo, desarrollando la concentración de oxígeno en el tejido. Permite tratamientos capilares, cuidados faciales, podología, cauterización y desinfección de la piel.

Características

- Alto: 7cm
- Ancho: 11cm
- Largo: 6cm
- Tensión: 110 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 50 VA

SABER MÁS

Detalles

- Generador de ozono tóxico.
- Tratamientos Ilimitado.
- Electrodo multifuncionales
- Certificación FDA.
- Incluye bolso transportador



Plataforma multitratamientos

Heccus turbo

Descripción General

Plataforma de tratamientos múltiples, con 4 tecnologías en un solo equipamiento. Posee Triple emisor de Ultrasonido de alta potencia (ERA 24cm²).

Cuenta con corriente Aussie (australiana), Corriente Polarizada y corriente High Volt (alto voltaje) desarrollado para su utilización en las áreas de la salud y estética corporal.

Detalles

- 34 protocolos preprogramados.
- Modo de emisión continua, pulsado y super-pulsado
- 8 canales de salidas de corrientes
- US con Frecuencias de 3,3 MHz y 1,1 MHz
- potencia máxima de salida de 72 Watts (max autorizado por FDA).
- Corrientes Aussie, Polarizada y High Volt

Características

- Alto: 17,8m (Sin rack)
- Ancho: 42cm
- Largo: 39,8cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 500 VA



SABER MÁS

Galvanopuntura Striat

Descripción General

Electroestimulador transcutáneo y percutáneo destinado a tratamientos de estética, que presenta un canal de estimulación con corriente eléctrica continua microgalvánica (GMES) siendo utilizado para técnica de electrolifting con o sin aguja. Permite tratamientos de estrías, cicatrices y líneas de expresión.

Características

- Alto: 9,5cm
- Ancho: 18,5cm
- Largo: 15cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 40 VA

SABER MÁS

Detalles

- Pantalla LCD light blue
- Bolígrafo anatómico y liviano
- Incluye punteras de electrolifting y kit inicial de agujas de galvanopuntura
- intensidad de corriente de hasta 990 microamperios
- Bolso transportador



Estimulación eléctrica

Neurodyn Evolution

Descripción General

Equipo microcontrolado utilizado para el tratamiento de trastornos musculares uroginecológicos y coloproctológicos, (incontinencia urinaria y/o fecal, vejiga hiperactiva y suelo pélvico).

Permite estimulación eléctrica con electrodos de goma, sonda de teflón para aplicación intravaginal o intraanal, o la técnica de biofeedback, que se utiliza para mejorar el control voluntario de los músculos. Posee torre Bargraph para mostrar información sobre la fuerza de contracción perineal al capturar los niveles de presión de aire en la parte interna de la sonda.

Características

- Alto: 11,5c
- Ancho: 300cm
- Largo: 36cm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS

Detalles

- Biofeedback
- Accesorios incluidos
- Cuenta con Bargraph
- Software PC



Terapia multifrecuencias y Ultrasonido

Sonopulse II

Descripción General

Equipo portátil microcontrolado de tecnologías múltiples: incluye ultrasonido terapéutico en frecuencias de 1 MHz y 3 MHz con una potencia máxima de 30 W y un ERA (área efectiva de radiación) de 10 cm², electroestimulación a través de corrientes Rusas, Interferenciales, Polarizadas y de Alto Voltaje, aisladas o asociadas al ultrasonido terapéutico.

Características

- Alto: 12,5cm
- Ancho: 31,5cm
- Largo: 37,5cm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS

Detalles

- 59 protocolos preprogramados y 10 protocolos particulares
- ERA de 10 cm².
- Ultrasonido de 1 y 3 MHz.
- Incorpora corriente rusa, Interferencial, Polarizada y High Volt para distintos tratamientos
- 4 canales de salidas (3 electroestimulación, 1 US)
- Ajuste de la emisión de US, que puede ser continuo, pulsado o superpulsado



Terapia multifrecuencias

Sonopulse III

Descripción General

Equipo portátil microcontrolado de ultrasonido terapéutico en frecuencias seleccionables de 1MHz y 3MHz, desarrollado para su uso en las áreas de Rehabilitación Física y Estética. Posee un ERA (Área de Radiación Efectiva) de 7 cm², con potencia máxima de salida de 21 watts.

Características

- Alto: 11,5cm
- Ancho: 29,5cm
- Largo: 27cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 150 VA

SABER MÁS

Detalles

- Modo de emisión configurable en continuo o pulsado.
- Potencia máxima de 3 W/cm².
- Transductor ergonómico con ERA 7cm².
- 46 protocolos de tratamiento preprogramados y 20 protocolos particulares
- Certificación FDA



Peeling ultrasónico

Sonopeel

Descripción General

Equipo portátil microcontrolado de Peeling Ultrasónico, con microcorriente (MENS) y microcorriente galvánica (GMES), destinado a tratamientos estéticos.

Posee una frecuencia de 26.5KHz, lo que permite la aplicación simultánea de terapia combinada de emisión de ultrasonido con estimulación eléctrica por microcorriente.

Permite tratamientos de eliminación de impurezas, permeación de activos, drenaje y desintoxicación de tejidos, aumento de la circulación sanguínea local, mejoría de cicatrización y electrolifting.

Características

- Alto: 12,5cm
- Ancho: 26,6cm
- Largo: 27cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 85 VA

SABER MÁS

Detalles

- Ultrasonido, microcorriente (MENS) y microcorriente galvánica (GMES)
- Posee una frecuencia de 26.5KHz
- Pantalla LCD Blue Light
- Opcional kit accesorios de Galvanopuntura para estrías, cicatrices y líneas de expresión.



Plataforma multitratamientos

Sonofocus

Descripción General

Equipo de lipocavitación focalizada, que produce energía ultrasónica de alta intensidad (HIFU) destinado a los tratamientos de modelado corporal. Este equipo posee transductor cóncavo, que permite la concentración de la energía ultrasónica en la zona focal a la profundidad controlada de 1 a 1,5cm. Esta es la profundidad ideal para alcanzar el tejido adiposo sin ofrecer riesgos al paciente.

Detalles

- Disparos ilimitados
- Pantalla táctil
- Permite activación por pedal
- Frecuencia de 1,8MHz modulado por PWM en 31KHz,
- Potencia máxima de 30W

Características

- Alto: 11cm (Sin rack)
- Ancho: 30cm
- Largo: 30cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 250 VA

SABER MÁS



Depilación IPL

Lyra

Descripción General

Equipo microcontrolado de Luz Pulsada Intensa (IPL) desarrollado para su uso en medicina estética. Cuenta con tres filtros de corte selectivo con longitudes de onda de 480 nm, 530 nm y 640 nm, que permiten al profesional elegir el espectro más adecuado de radiación de luz para cada caso y cada tratamiento.

Uso en fotodepilación, telangiectasias, rejuvenecimiento e hiperpigmentaciones.

Detalles

- Manípulo con sistema de Crioprotección
- Lámpara con una vida útil de 1 millón de disparos
- Contador de disparos en manípulo
- Pedal de accionamiento
- Pantalla táctil con tutorial informativo y protocolos pre programados de tratamiento

Características

- Alto: 120cm
- Ancho: 47cm
- Largo: 47cm
- Tensión: 127 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 800 VA

SABER MÁS



Vacuumterapia y endermología

Dermotonus Slim

Descripción General

Equipo portátil diseñado para técnicas de masaje mecánico (vacuumterapia y endermología) para tratamientos estéticos.

Utilizado en celulitis, modelado corporal, adherencias y cicatrices, drenaje linfático y eliminación de toxinas, eliminación de comedones durante la limpieza de la piel, aumento circulación sanguínea local, estrías y líneas de expresión, linfedema, eliminación de células muertas, levantamiento de glúteos (Pump Up).

Características

- Alto: 27cm (Sin rack)
- Ancho: 30cm
- Largo: 30cm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 250 VA

SABER MÁS

Detalles

- Presión de succión de 0 a - 550mmHg (presión negativa),
- Modo de succión continuo o pulsado
- Incluye rodillo grande y pequeño para aplicación corporal
- Incluye kit de 6 tipos de lunetas de vidrio para diversos usos
- Opcional kit puntas de diamante para microdermoabrasión
- Opcional copas Pump Up.



Depilación láser

Láser Vega

Descripción General

Última tecnología de depilación láser Triple Wave hecho para todo tipo de piel, con longitudes de onda de Alejandrita (755nm), Diodo (810nm) y Nd Yag (1064nm) que trabajan en simultáneo, potenciando los resultados en la eliminación de vellos y la seguridad de sus pacientes. A través de fototermólisis selectiva.

Detalles

- 3 modos de programación: Selección manual, Pre-programado y Particular
- 2 punteras: 0,81cm² (zonas pequeñas) y 3cm² (zonas grandes)
- Sistema de enfriamiento hasta -16C°.
- Aplicación HR (puntual) y SHR (barrido).
- Pantalla Touch de 9,7"
- 900 W de potencia eléctrica.
- 300 J de energía óptica.
- 100 J/cm² de fluencia.

Características

- Alto: 124cm
- Ancho: 50cm
- Largo: 43,5cm
- Tensión: 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 4000 VA

SABER MÁS



Ozonoterapia

Dermosteam

Descripción General

Dispositivo de vapor ozonizado para tratamientos cosméticos de la piel.

El vapor proporciona efectos en la piel, como suavizar, hidratar y dilatar los poros de esta, facilitando la extracción de comedones en el proceso de limpieza de la piel, también produce una vasodilatación. Además, para uso bactericida y fungicida, dermatológico, capilar, podológico.

Características

- Alto: 22cm
- Ancho: 19cm
- Largo: 25cm
- Tensión: 127 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 500 VA

SABER MÁS

Detalles

- Diseño director de vapor en 360 grados en el eje
- Sensor de nivel de agua.
- Entrada de aromaterapia para combinar vapor con aceites esenciales.
- Incluye Bolígrafo LED 450nm
- Potencia de 300mW



Radiofrecuencia

Hooke

Descripción General

Dispositivo microcontrolado que genera energía de Radiofrecuencia no ablativa con fines terapéuticos y estéticos.

3 tipos de aplicadores: Radiofrecuencia bipolar utilizado para mejorar la flacidez de los tejidos. Radiofrecuencia monopolar utilizado para mejorar el contorno corporal y apariencia de la celulitis. Cooling Applicator (aplicador criogénico con enfriamiento electrónico libre de gas o agua) para el confort térmico y preservación de la protección antes y después del tratamiento.

Detalles

- 3 aplicadores (Bipolar, Monopolar y Cooling)
- Temporizador de tiempo de aplicación.
- RF 27,12 MHz.
- Potenciador a 120 Watts.
- Pedal de accionamiento.

Características

- Alto: 120cm
- Ancho: 47cm
- Largo: 40cm
- Tensión: 127 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 800 VA

SABER MÁS



LUNA BOX™
Luna Box

Ultrasonido focalizado

HIFU 4D

Descripción General

Ultrasonido Focalizado transportable de 12 líneas capaz de generar contracción inmediata, neocolágeno y elastogénesis a medio plazo.

La máxima profundidad de esta tecnología favorece en el tiempo de mantenimiento del tejido sin pérdida de elasticidad y firmeza.

Detalles

- Cabezales de tratamiento: se puede elegir 1.5, 3.0, 4.5, 5.0, 8.0, 10, 13, 16
- voltaje de entrada: AC110V - 220V
- Frecuencia de salida: 4 - 7Mhz

Características

- Alto: 40cm
- Ancho: 20cm
- Largo: 54cm
- Tensión: 110 - 220 V~
- Frecuencia: 4 - 7Mhz
- Consumo: 10-200W

SABER MÁS



Ultrasonido focalizado

LipoHIFU 4D

Descripción General

Dispositivo medico para tratamiento de remodelacion corporal no invasiva que funciona con tecnologia de ultrasonidos termicos. Es la mejor alternativa a la liposucion tradicional para aquellos que quiera eliminar grasa de zonas localizadas sin necesidad de cirugia. Es un metodo rapido, seguro y eficaz para eliminar la grasa, no requiere cirugia ni anestesia.

Detalles

- Cabezales de tratamiento Hifu 4D: se puede elegir 1.5, 3.0, 4.5, 5.0, 8.0, 10, 13, 16
- Cabezales de tratamiento LipoHifu: 1.6cm, 1.3cm, 1.0cm, 0.8cm, 0.6cm
- Frecuencia de salida: 4 - 7Mhz

Características

- Alto: 44cm
- Ancho: 31cm
- Largo: 50cm
- Tensión: 110 - 220 V
- Frecuencia: 4-7Mhz
- Consumo: 10-200W

SABER MÁS



Depilación láser

Trío ice

Descripción General

Dispositivo médico Láser que utiliza tres longitudes de onda, Alejandrita, Diodo y Nd Yag que alcanza de forma simultánea las diferentes profundidades, permite tratamientos de remoción de vellos. Además, cuenta con un sistema de refrigeración sinérgico que genera un efecto anestésico en la epidermis y estructuras del folículo piloso.

Detalles

- Tipo de laser: 755nm, 808nm, 1064nm
- Potencia: 1500W
- Pantalla: táctil de 10.4 pulgadas
- Tamaño del spot: 12*16mm
- Ancho de pulso: 1-400ms
- Energía: 1-110J
- Frecuencia: 1-10Hz
- Sistema de refrigeración: Agua+aire+semiconductor
- Temperatura: 0-5 grados

Características

- Alto: 112cm
- Ancho: 52cm
- Largo: 62cm
- Tensión: 110 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS



Raiofrecuencia y cavitación

RF Cav

Descripción General

Dispositivo medico para tratamiento de remodelacion corporal no invasiva que funciona con tecnologia de ultrasonidos termicos. Es la mejor alternativa a la liposucion tradicional para aquellos que quiera eliminar grasa de zonas localizadas sin necesidad de cirugia. Es un metodo rapido, seguro y eficaz para eliminar la grasa, no requiere cirugia ni anestesia.

Características

- Alto: 37cm
- Ancho: 33cm
- Largo: 42cm
- Tensión: 120 - 220 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1700 VA

SABER MÁS

Detalles

- Cabezales de tratamiento Hifu 4D: se puede elegir 1.5, 3.0, 4.5, 5.0, 8.0, 10, 13, 16
- Cabezales de tratamiento LipoHifu: 1.6cm, 1.3cm, 1.0cm, 0.8cm, 0.6cm
- Frecuencia de salida: 4 - 7Mhz



Tecnología electromagnética y radiofrecuencia

RF Hifem

Descripción General

Dispositivo médico de tecnología electromagnética focalizada de alta intensidad.

Esta tecnología induce contracciones musculares supra máximas que no se pueden lograr con la acción voluntaria. El tejido muscular al exponerse a contracciones supra máximas se ve forzado a remodelar su estructura interna, dando como resultado una mejor definición muscular y aumento en la reducción de grasa.

Características

- Alto: 34cm
- Ancho: 39cm
- Largo: 52cm
- Tensión: 110 - 220 V~
- Frecuencia: 3 -150Hz
- Consumo: 300W

SABER MÁS

Detalles

- Intensidad de vibración magnética: 7 Tesla
- Temperatura de RF: 40-50°C / frecuencia RF / 40.68m



Wingderm

Láser erbio

Renuva

Descripción General

Dispositivo médico inteligente de gestión de modelado corporal que puede proporcionar comodidad y tratamiento no invasivo. Este sistema combina muchas tecnologías avanzadas, reduce los depósitos de grasa localizados, esculpe perfecto la forma del cuerpo, basado en numerosas aplicaciones médicas y clínicas.

Detalles

- Energía de pulso: hasta 70mj
- Densidad de haz: 500 microhaz/cm²
- Poder: 15W
- Poder de puntería: <5mw
- Longitud de Puntería: 635nm

Características

- Alto: 11,5cm (Sin rack)
- Ancho: 26,5cm
- Largo: 27,5cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 650W

SABER MÁS



Modelado corporal

WeShape

Descripción General

Dispositivo medico inteligente de gestión de modelado corporal que puede proporcionar comodidad y tratamiento no invasivo. Este sistema combina muchas tecnologías avanzadas, reduce los depósitos de grasa localizados, esculpe perfecto la forma del cuerpo, basado en numerosas aplicaciones médicas y clínicas.

Detalles

- Aplicador: Wsculptor-Wtighten
- RF power: 150W
- RF frecuencia: 40.68mhz
- IR: 20W
- Espectro: 700-2000nm
- Vacuum: 100-60kpa / 80-50kpa
- Area de tratamiento: 74x52mm / 43x35mm
- Massage roller: si

Características

- Alto: 11,5cm (Sin rack)
- Ancho: 26,5cm
- Largo: 27,5cm
- Tensión: 100 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 600W

SABER MÁS



Depilación láser

Lasermach

Descripción General

Dispositivo médico de depilación de tres longitudes de onda, adecuada para todo tipo de fototipos. Tiene un interfaz de operación de modos Aesthetic y Profesional, parámetros preestablecidos o programa personalizado. Lasermach cuenta con certificación de equipo médico y FDA

Detalles

- Longitud de láser: 755/808/1064nm
- Tipo de láser: 4
- Clasificación de seguridad eléctrica: clase I tipo B
- Ancho de pulso: 5ms-400ms
- Frecuencia: 1hz-10hz
- Tamaño de punto: 12x20mm
- Densidad energética: 1-120J

Características

- Alto: 11,5cm (Sin rack)
- Ancho: 26,5cm
- Largo: 27,5cm
- Tensión: 110 - 240 V~
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Consumo: 1000 VA

SABER MÁS





Casa Matriz

Dirección
Ricardo Matte Perez 484,
Providencia, Santiago
+56 2 2313 0861
+56 9 5647 1588

Sucursal Virtual Concepción

Dirección Postal
Avda. Víctor Lamas 1273 depto. 1006,
Concepción, Región del Bio-Bio
+56 9 4215 6663

Horario de atención

Lunes a viernes, de 08:30 a 18 horas.

Horarios a convenir durante fines de semana y festivos.

Nuestras redes



alla-medical.cl



[AIIA Medical Group](#)



[@alla_medical](#)



[@alla_medical](#)



[AIIA Medical Group](#)