

AJLA MEDICAL

ENYGMATM

B H S 1 5 6 E



ENYGMA⁺

BHS 156E ENYGMA, es una tecnología innovadora desarrollada por Body Heath Group, con la cual es posible realizar tratamientos de rejuvenecimiento íntimo, disfunciones sexuales, hiperlaxitud vulvovaginal, entre otras. Es un equipo fácil de manipular, rápido e intuitivo.



AJLA MEDICAL

NUEVA PANTALLA TOUCHSCREEN



NUEVO SOFTWARE DE APLICACIÓN



PLATAFORMA DE GESTIÓN WEB




TRATAMIENTOS REALIZABLES:

Kit Enygma

Rejuvenecimiento íntimo femenino no invasivo y funcional, para hiperlaxitud vulvovaginal, incontinencia urinaria, disfunciones sexuales, vaginitis atróficas, prolapsos leves, entre otras.



Software

Software interactivo



Sistema de alarma, para una mejor precisión en tratamiento por cuadrante

Nuevo sensor de temperatura





Sistema X-Orbital





Enygma X-Orbital es lo último en tecnología de Radiofrecuencia, segura, rápida y no ablativa para el rejuvenecimiento íntimo en 360°, un gran avance en el tratamiento de la hiperlaxitud vaginal.

Cuenta con aplicadores dedicados a acciones específicas en el tratamiento, además, de una estación de desinfección y esterilización.

Beneficios e Indicaciones

SIN CONSUMIBLES, ECONÓMICO, RENTABLE

No invasivo, indoloro, sin requerimientos de anestesia, ambulatorio y apto para pacientes con DIU.

-  Restaura la elasticidad vaginal
-  Mejora la incontinencia urinaria de esfuerzo
-  Mejora la vaginitis atrófica
-  Reducción de la disfunción sexual

APLICADOR INTERNO
Tratamiento canal vaginal

El aplicador interno posee 4 aros con acción 360° que pueden ser ajustados para funcionar simultáneamente o de forma aislada.



APLICADOR EXTERNO
Tratamiento vulvar



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
Garantiza la máxima higienización de las puntas


ANTES


DESPUÉS



ANTES

DESPUÉS





La terapia que estimula la regeneración y el rejuvenecimiento en los tejidos vulvovaginales gracias a la acción de su tecnología X-Orbital.

Aplicadores dedicados a acciones específicas en el tratamiento

Tecnología desarrollada para emitir energía electromagnética de forma orbital con los aros del cabezal, de esta manera, entrega más potencia al tejido sin riesgo de quemadura. Posee 4 aros con acción 360°, que pueden ser ajustados para funcionar simultáneamente o de forma aislada.

El kit es fabricado en acero quirúrgico y teflón (hipoalergénico), materiales de alta calidad y resistentes al proceso de autoclave, garantizando la perfecta asepsia y reutilización del mismo. Todas estas características hacen al kit ligero, ergonómico y de fácil manejo, brindando alta calidad al producto y proporcionando los mejores resultados.

Estación de Desinfección y Esterilización

El kit Enygma X-Orbital incluye una estación de desinfección y esterilización, que garantiza la máxima higienización de los aplicadores, sin riesgo de contaminación, perfectamente limpia y libre de bacterias. Es una gran innovación que es utilizada en diversas unidades de salud de renombre en todo el mundo.

Opcional

Kit Enygma

Adiciona esta tecnología en los siguientes equipos

- UNYQUE - ICONYC CRYO +HImFU

FABRICANTE BODY HEALTH GROUP

NOMBRE DEL PRODUCTO BHS 156E ENYGMA

CLASE CLASE 1

ANCHO 40 cm

LONGITUD 38 cm

ALTURA 116cm

PESO 26,2 Kg

REGISTRO ANMAT

ALIMENTACIÓN ELECTRICA 100-240 V~; 50/60 Hz

CONSUMO 600 VA

FUSIBLES 2x T 3.15 AH, 250V (5X20mm)

ELECTRÓNICA Controlado por Microprocesador

GABINETE Metálico

MANILLARES Acero quirúrgico y teflón

EMISOR Tecnología X-Orbital

ENYGMA X-ORBITAL TECNOLOGÍA®

2022 Todos los derechos reservados



www.alla-medical.cl

Ricardo Matte Pérez, 484

Región Metropolitana, Santiago

*Imágenes referenciales / Ficha técnica modificable sin previo aviso