

AIIA MEDICAL GROUP

Sonofocus⁺

HIFU DE ALTA POTENCIA SIN LÍMITES DE DISPARO



ULTRASONIDO FOCALIZADO

SONOFOCUS es un equipo de lipocavitación focalizada que produce energía ultrasónica de alta intensidad para tratamientos de adiposidad localizada y remodelado corporal no invasivo. El

Sonofocus presenta una frecuencia de 1,8 Mhz y un transductor cóncavo que permite la concentración de la energía ultrasónica en el punto focal a una profundidad controlada (entre 1 a 1,5 centímetros), siendo esta, la profundidad ideal para alcanzar el tejido adiposo sin riesgos para paciente. El Sonofocus es un equipo eficiente, seguro, fácil de manejar y preciso.

>>> ¡Adiós a los cartuchos!

Los aplicadores del nuevo Sonofocus no tienen límite de disparos ni consumibles que debas reemplazar o comprar constantemente. ¡La mayor potencia al menor costo!

>>> Potencia superior

La tecnología con potencia superior en ultrasonido Micro y Macrofocado. El nuevo Sonofocus cuenta con un aplicador HIFU Corporal, facial e íntimo, ampliando su gama de posibilidades de tratamientos.



LA ENERGÍA MÁS POTENTE DEL MERCADO

**APLICADOR GRANDE.
HASTA 300 J DE ENERGÍA!**



**APLICADOR DE ALTA PRECISIÓN.
HASTA 6 J DE ENERGÍA.**



¡EL SONOFOCUS EVOLUCIONA!



Ahora con aplicadores HIFU facial y corporal, ampliando las posibilidades de tratamiento.

REDUCE LAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN FACIAL



REDUCE ADIPOSIDAD



REDUCE LA FLACIDEZ DE LA PIEL

OPTIMIZANDO EL PUNTO FOCAL DEL ULTRASONIDO

TRANSDUCTOR CURVO

Tecnología cóncava, optimizando el punto focal del ultrasonido.



CUATRO PUNTERAS EXCLUSIVAS PARA AREAS PEQUEÑAS

Viene con 4 puntas para el aplicador de área pequeña, que garantizan un mayor control del nivel de profundidad de la onda ultrasónica, en los siguientes tamaños:



PUNTA DE 1,5 MM

cicatrices de acné, arrugas superficiales y rejuvenecimiento tisular e íntimo.



PUNTA DE 3 MM

arrugas profundas y rejuvenecimiento facial, flacidez de la piel facial y corporal.



PUNTA DE 4,5 MM

lifting facial, rejuvenecimiento facial, SMAS y flacidez de la piel facial y corporal.



PUNTA DE 6 MM

lifting corporal.

EL HIFU MÁS POTENTE

EL HIFU MÁS POTENTE, PARA TRATAR GRANDES ÁREAS

Tecnología cóncava, optimizando el punto focal del ultrasonido.



AHORA CON AURA MASSAGE

ESTÍMULOS ELECTRO VIBRACIONALES

promoviendo diversos beneficios, tales como:

**MAYOR CAPACIDAD DE CIRCULACIÓN Y
OXIGENACIÓN DE LOS TEJIDOS**



**EFEECTO DRENANTE Y ANTIINFLAMATORIO
PARA AYUDAR EN EL POST-TRATAMIENTO**

¡PORTÁTIL! NUEVO DISEÑO

PORTÁTIL Y ERGONÓMICO

DISPLAY 5' SOFT TOUCH

LIMPIO Y MINIMALISTA



INDICACIONES

ULTRASONIDO CORPORAL

Tratamiento de la grasa localizada
Modelado del contorno corporal no invasivo

ULTRASONIDO FACIAL

Tratamiento de la grasa subcutánea
Rejuvenecimiento y flacidez de la piel

AURA MASSAGE

Disminución del edema
Alivio temporal del dolor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo: 37,5 cm
Profundidad: 31,5 cm
Altura: 12,5 cm
Peso neto: 3,1 kg
Bivolt 100/240 V | 50/60 Hz.

ACCESORIOS

- 01 Cable Pp Hembra I.E.C. 3X0,75X1500mm
- 01 Cable de Electroestimulación Doble Blanco – Pines Rojos
- 01 Electrodo – Valu Trode Lite – Modelo VI4545 (Quatro/Electrodo/Pct)
- 01 Barra Negativa
- 01 Gel (Tubo de Gel de 1kg – Número de Registro Anvisa 80122200001)
- 01 Pedal de conducción
- 01 Aplicador corporal Sonofocus
- 01 Aplicador facial Sonofocus
- 01 Punta aplicadora enfocada en el rostro 1.5
- 01 Punta 3 del aplicador enfocada en el rostro
- 01 Punta aplicadora enfocada en el rostro 4.5
- 02 Fusible 20ag – 05a

